

HEATIME / RUMINACT®

Ny Heatime/RuminAct®

Heatime aktivitetsmåleren registrerer koens aktivitet og kan med ret stor sikkerhed udpege de køer, der er i brunst. Der er nu udviklet en mere avanceret transponder, som ikke alene registrerer brunst, men også er i stand til at oplyse om koens drøvtygning. I almindelighed er det sådan, at en ko der ikke tygger drøv, ikke er "på toppen". Via **Heatime/Ruminact®** kan der udskrives en alarmliste over køer med nedsat drøvtyggerfunktion. Det kan være en hjælp til, at man meget tidligt kan finde de køer, der skal holdes øje med og måske skal behandles.

Ko i brunst har nedsat drøvtyggerfunktion

Med hensyn til brunstovervågning har det også vist sig, at en ko der er i en rigtig brunst, samtidig også har nedsat drøvtyggerfunktion. Denne information kan **Heatime/RuminAct®** udnytte til endnu mere sikkert at udpege dyr i brunst. En rigtig brunst skal således både give udslag for forøget aktivitet og nedsat drøvtyggerfunktion, mens de "medløbere", der undertiden giver udslag for høj aktivitet, der kunne indikere brunst, nu bedre kan frasorteres, idet de ikke har nedsat drøvtyggerfunktion.

Se alt på staldkontorets computer

Boksen på **Heatime/Ruminact®** kan forbindes med staldkontorets computer, så informationerne om aktivitet, drøvtygning og brunst m.v. kan aflæses på kontoret, ligesom der via staldkontorets printer kan udskrives diverse alarmlister og styringslister.

Få information på mail

Boksen er også i stand til at sende en mail om dyr, der er brunst og hvis den er forbundet til en computer.

Kombiner nyt og gammelt

Det er også muligt at kombinere "gamle" Heatime transpondere med Ruminact boksen, således at et eksisterende anlæg nu let kan forbindes med staldcomputeren og dermed få de muligheder, det giver.

Kontakt

Tlf. 30387090

Mail heatime@vikingdanmark.dk




RuminAct® LD system. Kommunikation med transponder over store områder.



Kombineret drøvtygnings- og aktivitetsmåling



Ko i normal cyklus



Syg ko